


























Алгоритм проведення вимірювання Протромбінового часу (ПЧ)

1. Дочекатися прогріву приладу до 37°C, значення температури відображається на дисплеї.
 - 1.1. Встановити флакон з РТ реагентом в зону прогріву на 20 хвилин.
2. Поставити в канал інкубації кювети і помістити в них магнітні мішалки (кульки).
3. Внести в кювету 50 мкл досліджуваної (контрольної) плазми і запустити інкубацію на 60 секунд натисканням на клавішу (, , , ) відповідного каналу інкубації, після чого біля натиснутої кнопки загориться індикатор зеленого кольору.
 - 3.1. Після завершення інкубації (аналізатор подасть попереджувальний звуковий сигнал і індикатор перестане блимати) повторно натиснути відповідну кнопку для скидання таймера.
4. Перенести кювети з комірок інкубації в комірки вимірювального каналу.
5. Кнопкою  обрати канал, в якому буде проводитися вимірювання протромбінового часу и натиснути . Обраний канал відображається на дисплеї відміткою .
6. Внести 100 мкл РТ реагенту в кювету обраного каналу вимірювання і одночасно натиснути кнопку «**START**».
7. Для очищення екрану після всіх вимірювань натиснути кнопку .









Алгоритм проведення вимірювання Тромбінового часу (ТЧ)

1. Дочекатися прогріву приладу до 37°C, значення температури відображається на дисплеї.
 - 1.1 Встановити флакон с ТТ реагентом в зону реактивів з кімнатною температурою на 20 хвилин.
2. Поставити в канал інкубації кювети і помістити в них магнітні мішалки (кульки).
3. Внести в кювету 100 мкл досліджуваної (контрольної) плазми і запустити інкубацію на 60 секунд натисканням на клавішу (   ), відповідного каналу інкубації, після чого біля натиснутої кнопки загориться індикатор зеленого кольору.
 - 3.1 Після завершення інкубації (аналізатор подасть попереджувальний звуковий сигнал і індикатор перестане блимати) повторно натиснути відповідну кнопку для скидання таймера.
4. Перенести кювети з комірок інкубації в комірки вимірювального каналу.
5. Кнопкою   обрати канал, в якому буде проводитися вимірювання тромбінового часу і натиснути . Обраний канал відображається на дисплеї відміткою .
6. Внести 100 мкл ТТ реагенту в кювету обраного каналу вимірювання і одночасно натиснути кнопку «**START**».
7. Для очищення екрану після всіх вимірювань натиснути кнопку .












Алгоритм проведення вимірювання Активованого часткового тромбoplastинового часу (АЧТЧ)

1. Дочекатися прогріву приладу до 37°C, значення температури відображається на дисплеї.
 - 1.1 Встановити флакон з CaCl₂ реагентом в зону прогріву на 20 хвилин.
 - 1.2 Встановити флакон с АРТТ реагентом в зону реактивів з кімнатною температурою на 20 хвилин.
2. Поставити в канал інкубації кювети і помістити в них магнітні мішалки (кульки).
3. Внести в кювету 50 мкл досліджуваної (контрольної) плазми.
4. Внести в кювету 50 мкл АРТТ реагенту і запустити інкубацію на 180 секунд натисканням на клавішу ( ,  ,  , ) відповідного каналу інкубації, після чого біля натиснутої кнопки загориться індикатор зеленого кольору.
 - 4.1 Після завершення інкубації (аналізатор подасть попереджувальний звуковий сигнал і індикатор перестане блимати) повторно натиснути відповідну кнопку для скидання таймера.
5. Перенести кювети з комірок інкубації в комірки вимірювального каналу.
6. Кнопкою  обрати канал, в якому буде проводитися вимірювання АЧТЧ і натиснути  . Обраний канал відображається на дисплеї відміткою  .
7. Внести 50 мкл CaCl₂ реагенту в кювету обраного каналу вимірювання і одночасно натиснути кнопку «**START**».
8. Для очищення екрану після всіх вимірювань натиснути кнопку .









Алгоритм визначення Фібриногену (по Клауссу)

1. Дочекатися прогріву приладу до 37°C, значення температури відображається на дисплеї.
 - 1.1 Встановити флакон з FIB реагентом в зону з кімнатною температурою на 20 хвилин.
 - 1.2 Встановити флакон з буферним розчином в зону реактивів з кімнатною температурою на 20 хвилин.
2. Поставити в канал інкубації кювети і помістити в них магнітні мішалки (кульки).
3. Внести в кювету 10 мкл досліджуваної (контрольної) плазми.
4. Додати в кювету 90 мкл буферного розчину і запустити інкубацію на 180 секунд натисканням на клавішу (, , , ) відповідного каналу інкубації, після чого біля натиснутої кнопки загориться індикатор зеленого кольору.
 - 4.1 Після завершення інкубації (аналізатор подасть попереджувальний звуковий сигнал і індикатор перестане блимати) повторно натиснути відповідну кнопку для скидання таймера.
5. Перенести кювети з комірок інкубації в комірки вимірювального каналу.
6. Кнопкою  обрати канал, в якому буде проводитися вимірювання фібриногену і натиснути . Обраний канал відображається на дисплеї відміткою  .
7. Внести 50 мкл FIB реагенту в кювету обраного каналу вимірювання і одночасно натиснути кнопку «**START**».
8. Для очищення екрану після всіх вимірювань натиснути кнопку  .






Алгоритм проведення тесту Агрегації тромбоцитів

1. Дочекатися прогріву приладу до 37°C, значення температури відображається на дисплеї.
2. Підготувати плазму (Кров з цитратом натрію центрифугувати протягом 5-7 хвилин при 1000 об/хв, відібрати в чистий пластиковий посуд 600 мкл Багатої Тромбоцитами Плазми - БТП. Кров, що залишилась, центрифугувати при 3000 об/хв протягом 15 хвилин для отримання Збідненої Тромбоцитами Плазми - ЗТП.
3. Внести в кювету 300 мкл ЗТП і встановити кювети в комірки вимірювального каналу.
4. Кнопкою  обрати канал, в якому буде проводитися вимірювання і натиснути  (обраний канал відображається на дисплеї відміткою ) , потім натиснути кнопку «**START**».
5. Після завершення вимірювання ЗТП кнопкою  обрати канал, в якому буде проводитися вимірювання БТП і натиснути  (обраний канал відображається на дисплеї відміткою ) , потім натиснути кнопку .
6. Поставити в канал інкубації кювети і помістити в них магнітні мішалки, кульки.
7. Додати в кювету 300 мкл БТП і запустити інкубацію на 60 секунд натисканням на клавішу (, , , ) відповідного каналу інкубації, після чого біля натиснутої кнопки загориться індикатор зеленого кольору.
8. Перенести кювети з комірок інкубації в комірки вимірювального каналу.
9. Натиснути кнопку «**START**», через 5 секунд внести 38 мкл індуктора в кювету обраного каналу вимірювання.

Алгоритм зміни часу інкубування

1. Натисніть кнопку , аналізатор увійде в меню налаштувань.
2. Потім кнопку , аналізатор увійде в меню параметрів тесту.
3. Натисніть кнопку , на дисплеї відобразиться встановлений час інкубування для кожного каналу (A,B,C и D).
4. За допомогою цифрової клавіатури ввести час інкубування в секундах для каналу «A» і натиснути , курсор переключиться на канал «B».
 - 4.1 За допомогою цифрової клавіатури ввести час інкубування в секундах для каналу «B» і натиснути , курсор переключиться на канал «C».
 - 4.2 За допомогою цифрової клавіатури ввести час інкубування в секундах для каналу «C» і натиснути , курсор переключиться на канал «D».
 - 4.3 За допомогою цифрової клавіатури ввести час інкубування в секундах для каналу «D» і натиснути , аналізатор повернеться в меню параметрів тесту.
5. Для виходу в режим вимірювання натиснути кнопку  два рази.













Алгоритм зміни режиму роботи

1. Натисніть кнопку , аналізатор увійде в меню налаштувань.
2. Потім кнопку , аналізатор увійде в меню параметрів тесту.
3. Натисніть кнопку , на дисплеї відобразиться напис:
выберите **КОАГ** или **АГРЕГ**
4. Кнопкою  оберіть режим **АГРЕГ** і натисніть кнопку . Прилад перейде в режим агрегації.

Алгоритм проведення калібрування Протромбінового часу

1. Розвести контрольну плазму в трьох концентраціях:
 1. 100% (Чиста контрольна плазма).
 2. 50% (25 мкл контрольної плазми + 25 мкл NaCl (0,9 %)).
 3. 25% (12,5 мкл контрольної плазми + 37,5 мкл NaCl (0,9 %)).
2. Провести стандартне вимірювання розведених плазм і записати результати. Бажано проводити вимірювання мінімум в 2-х повторах і використовувати середнє значення.
3. Натисніть кнопку **Set**, аналізатор увійде в меню налаштувань.
4. Потім кнопку **3 DEF**, аналізатор увійде в меню параметрів тесту.
5. Натисніть кнопку **6 PPP MNO**, на дисплеї з'явиться вікно калібрування.
6. За допомогою цифрової клавіатури ввести МІЧ і натиснути **Enter**.
7. Ввести середнє значення протромбінового часу 100% нерозведеної плазми і натиснути **Enter**.
8. Ввести серію реактиву і натиснути **Enter**.
9. Натиснути кнопку **Enter**, курсор переключиться на концентрацію 100%, натиснути **Enter** і за допомогою цифрової клавіатури ввести середній виміряний час для цієї концентрації і натиснути **Enter**.
10. Курсор переключиться на концентрацію 50%, натиснути **Enter** і за допомогою цифрової клавіатури ввести середній виміряний час для цієї концентрації і натиснути **Enter**.
11. Курсор переключиться на концентрацію 25%, натиснути **Enter** і за допомогою цифрової клавіатури ввести середній виміряний час для цієї концентрації і натиснути **Enter**.
12. Перевірити правильність побудови графіка. Перевірити коефіцієнт кореляції r , в нормі повинен бути від 1,05 до 0,99.
13. Для виходу в режим вимірювання натиснути кнопку **ESC** три рази.

Алгоритм проведення калібрування Фібриногену (по Клауссу)

1. Розвести контрольну плазму буфером в трьох концентраціях:
 1. 1:5 – Концентрація фібриногену вдвічі більше зазначеної в паспорті до плазми.
(20 мкл контрольної плазми + 80 мкл буфера).
 1. 1:10 – Концентрація фібриногену дорівнює зазначеній в паспорті до плазми.
(10 мкл контрольної плазми + 90 мкл буфера).
 2. 1:20 - Концентрація фібриногену вдвічі менше зазначеної в паспорті до плазми.
(5 мкл контрольної плазми + 95 мкл буфера).
2. Провести стандартне вимірювання розведених плазм і записати результати.
3. Натисніть кнопку , аналізатор увійде в меню налаштувань.
4. Потім кнопку , аналізатор увійде в меню параметрів тесту.
5. Натисніть 2 рази кнопку , на дисплеї з'явиться напис «ФИБ калібровка», натиснути , з'явиться вікно калібрування.
6. За допомогою цифрової клавіатури ввести серію реактиву і натиснути .
7. Ввести концентрацію фібриногену вдвічі більше зазначеної в паспорті до плазми, натиснути кнопку  і за допомогою цифрової клавіатури ввести середній виміряний час для цієї концентрації і натиснути .
8. Ввести концентрацію фібриногену, яка дорівнює зазначеній в паспорті до плазми, натиснути  і за допомогою цифрової клавіатури ввести середній виміряний час для цієї концентрації і натиснути .
9. Ввести концентрацію фібриногену вдвічі менше зазначеної в паспорті до плазми, натиснути  і за допомогою цифрової клавіатури ввести середній виміряний час для цієї концентрації і натиснути .
10. Перевірити правильність побудови графіка. Перевірити коефіцієнт кореляції r , в нормі повинен бути від 1,05 до 0,99.
11. Для виходу в режим вимірювання натиснути кнопку  три рази.